


ROCK CUT

051



Scissors
Scheren
Tijeras
Ciseaux
Forbici



Delicate Scissors with tungsten carbide edges

Feine Scheren mit Hartmetallschneiden

Tijeras finas con filos de carburo tungsteno

Ciseaux fins avec des lames en tungstène

Forbici fini con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051



51-100-11

51-102-11

11,5 cm, 4½"

51-101-11

51-103-11

11,5 cm, 4½"

Iris scissors

Standard
Standard
Modelos
Modèles
Modelli

IRIS


51-100-11

51-101-11

Micro
Mikro
Micro
Micro
Micro

51-102-11

51-103-11



Iris scissors

Angled on side
Seitlich abgewinkelt
angulada hacia un lado
Coudé vers le côté
Angolato lateralmente

51-105-11

11,5 cm, 4½"



51-110-13

13 cm, 5⅝"

51-111-13

13 cm, 5⅝"

1 Blade serrated
1 Latt gezeht
1 Hoa dentada
1 Lame dentelée
1 Lame dentate

51-112-13

13 cm, 5⅝"

51-113-13

13 cm, 5⅝"


GOLDMANN-FOX

51-110-13

51-113-13

Gum Scissors

Zahnfleischscheren
Tijeras para encias
Ciseaux pour gencive
Forbici per gengiva



51-118-14

14 cm, 5½"

51-119-14

14 cm, 5½"


JOSEPH

51-118-14

51-119-14

Plastic surgery scissors

Scheren für plastische Chirurgie
Tijeras para la cirugía plástica
Ciseaux pour la chirurgie plastique
Forbici per la chirurgia plastica



51-120-16

16 cm, 6¼"

51-121-16

16 cm, 6¼"

1 Blade serrated
1 Latt gezeht
1 Hoa dentada
1 Lame dentelée
1 Lame dentate


KELLY

51-120-16

51-121-16

Vascular and fistula scissors

Gefäß- und fistelscheren
Tijeras para vasos y fistulas
Ciseaux vasculaires et pour fistules
Forbici vascolare e per fistole



1 Blade serrated
1 Latt gezeht
1 Hoa dentada
1 Lame dentelée
1 Lame dentate

DEAN

51-131-17

17 cm, 6¾"

Gum Scissors

Zahnfleischscheren
Tijeras para encias
Ciseaux pour gencive
Forbici per gengiva



Surgical Scissors with tungsten carbide edges
 Chirurgische Scheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras para cirugía con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à chirurgie avec des lames en tungstène
 Forbici per chirurgia con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051




KILLNER
 51-141-12
 12,5 cm, 4¾"

51-143-11
 51-145-11

51-143-11
 11,5 cm, 4½"

51-145-11
 11,5 cm, 4½"




LOCKLIN
 51-149-16
 16 cm, 6¼"

Gum Scissors
 Zahnfleischscheren
 Tijeras para encías
 Ciseaux pour gencive
 Forbici per gengiva

LOCKLIN
 51-151-16
 16 cm, 6¼"

Gum Scissors
 Zahnfleischscheren
 Tijeras para encías
 Ciseaux pour gencive
 Forbici per gengiva




51-154-14
 14,5 cm, 6"

51-156-14
 14,5 cm, 6"

51-158-14
 14,5 cm, 6"

51-154-14
 51-158-14

Slender patterns
 Schlanke Modelle
 Modelos finos
 Modèles fins
 modelli fini



51-155-14
 14,5 cm, 6"

51-157-14
 14,5 cm, 6"

51-159-14
 14,5 cm, 6"

51-155-14
 51-159-14

Slender patterns
 Schlanke Modelle
 Modelos finos
 Modèles fins
 modelli fini




Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Paräparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051



51-160-14
14,5 cm, 6"

51-162-14
14,5 cm, 6"


51-164-14
14,5 cm, 6"



51-170-14
14,5 cm, 6"

51-170-17
17 cm, 7"

51-170-23
23 cm, 9"



51-161-14
14,5 cm, 6"

51-163-14
14,5 cm, 6"

51-165-14
14,5 cm, 6"

51-160-14
51-165-14

Standard patterns
 Standard modelle
 Modelos standard
 Modèles standard
 Modelli standard




51-171-14
14,5 cm, 6"

51-171-17
17 cm, 7"

51-171-23
23 cm, 9"

MAYO
 51-170-14
 51-171-23




Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Paräparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno




ROCK CUT

051



51-180-15
15 cm, 6"



51-180-17
17 cm, 7"



51-190-16
16 cm, 6½"



51-190-21
21 cm, 8¼"



51-181-15
15 cm, 6"




51-181-17
17 cm, 7"




51-191-16
16 cm, 6½"




51-191-21
21 cm, 8¼"



MAYO-STILLE
51-180-15
51-181-17



LEXER
51-190-16
51-191-21




Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Paräparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT


051



51-200-16
16 cm, 6½"

51-201-16
16 cm, 6½"

MAYO-LEXER
51-200-16
51-201-16



TOENNIS-ADSON
51-203-17
17 cm, 7"



51-210-11
11,5 cm, 4½"

51-211-11
11,5 cm, 4½"

METZENBAUM
51-210-11
51-211-11

Standard patterns
Standard modelle
Modelos standard
Modèles standard
Modelli standard




51-210-14
14,5 cm, 5½"

51-211-14
14,5 cm, 5½"

METZENBAUM
51-210-11
51-211-11

Standard patterns
Standard modelle
Modelos standard
Modèles standard
Modelli standard





Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Paräparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051





Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Paräparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051



51-260-14
14,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "



51-260-18
18 cm, 7"



51-260-20
20 cm, 8"



51-260-23
23 cm, 9"



51-260-25
25 cm, 10"




51-260-28
28 cm, 11"
51-260-30
30 cm, 12"



51-261-14
14,5 cm, 5 $\frac{1}{4}$ "



51-261-18
18 cm, 7"



51-261-20
20 cm, 8"



51-261-23
23 cm, 9"



51-261-25
25 cm, 10"




51-261-28
28 cm, 11"
51-261-30
30 cm, 12"



METZENBAUM-FINO
51-260-14
51-261-30

Delicate patterns
 Feine modelle
 Modelos finos
 Modèles fins
 Modelli delicati




Dissecting Scissors with tungsten carbide edges
 Präparierscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras de disección con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux à dissection avec des lames en tungstène
 Forbici per dissezione con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT


051



51-290-14
14,5 cm, 5 1/2"

51-292-14
14,5 cm, 5 1/2"


51-294-14
14,5 cm, 5 1/2"



51-295-14
14,5 cm, 5 1/2"

51-297-14
14,5 cm, 5 1/2"

51-299-14
14,5 cm, 5 1/2"



METZENBAUM
 51-290-14
 51-299-14




51-301-18
18 cm, 7"



51-301-20
20 cm, 8"



51-301-23
23 cm, 9"



METZENBAUM-FINO
 51-301-18
 51-301-23


Dissecting scissors
 Präparierscheren
 Tijeras de disección
 Ciseaux à dissection
 Forbici per dissezione



51-305-20
20 cm, 8"



51-305-23
23 cm, 9"



METZENBAUM THOREK
 51-305-20
 51-305-28

Adnex scissors
 Adnexschern
 Tijeras adnex
 Ciseaux adnex
 Forbici adnes



Vascular Scissors with tungsten carbide edges
 Gefäßscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras vasculares con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux vasculaires avec des lames en tungstène
 Forbici vascolari con lame in carburo di tungsteno




ROCK CUT


051




07-311-01
18 cm, 7"



07-311-02
18 cm, 7"




07-311-03
17,5 cm, 7"



07-311-04
17 cm, 6 3/4"



07-311-05
17 cm, 6 3/4"




DIETRICH
07-311-01
07-311-05


Angled on side
 Seitlich abgewinkelt
 angulada hacia un lado
 Coudé vers le côté
 Angolato lateralmente




51-315-01
19 cm, 7 1/2"



51-315-02
19 cm, 7 1/2"




51-315-03
19 cm, 7 1/2"



POTTS-SMITH
51-315-01
51-315-03

Angled on side
 Seitlich abgewinkelt
 angulada hacia un lado
 Coudé vers le côté
 Angolato lateralmente




51-321-01
19 cm, 7 1/2"




51-323-01
23 cm, 9"




51-321-02
19 cm, 7 1/2"




51-323-032
23 cm, 9"



51-321-03
19 cm, 7 1/2"



51-323-03
23 cm, 9"



DE BAKEY
51-321-01
51-323-03

Angled on flat
 Aufgewinkelt
 Angulada hacia arriba
 Coudé en haut
 Curvo in alto



Nasal Scissors with tungsten carbide edges
 Nasenscheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras nasales con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux nasaux avec des lames en tungstène
 Forbici nasali con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051




1 Blade serrated
 1 Latt gezeht
 1 Hoa dentada
 1 Lame dentelée
 1 Lame dentate

FOMON
 51-333-15
 15 cm, 6"



1 Blade serrated
 1 Latt gezeht
 1 Hoa dentada
 1 Lame dentelée
 1 Lame dentate

COTTLE
 51-337-16
 16 cm, 6½"




1 Blade serrated
 1 Latt gezeht
 1 Hoa dentada
 1 Lame dentelée
 1 Lame dentate

KNIGHT
 51-341-18
 18 cm, 7"



1 Blade serrated
 1 Latt gezeht
 1 Hoa dentada
 1 Lame dentelée
 1 Lame dentate

HEYMANN
 51-345-18
 18 cm, 7"



Scissors with tungsten carbide edges
 Scheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras con-filos de carburo tungsteno
 Ciseaux avec des lames en tungstène
 Forbici con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051




Septum scissors, serrated
 Septumschere, gezahnt
 Tijera para el tabique nasal, dentada
 Ciseaux dentelés pour septum
 Forbici per il setto nasale, dentate

GORNEY
 51-355-21
 21,5 cm, 8½"



51-375-22
 22,5 cm, 9"



Septum scissors, serrated
 Septumschere, gezahnt
 Tijera para el tabique nasal, dentada
 Ciseaux dentelés pour septum
 Forbici per il setto nasale, dentate


CAPLAN
 51-357-20
 20 cm, 8"



51-377-23
 23 cm, 9"

Parametrium scissors
 Parametriumschere
 Tijeras parametrium
 Ciseaux à ligaments larges
 Parametrium forbici

PARAMETRIUM
 51-375-22
 51-377-23




Gynecological Scissors with tungsten carbide edges
 Gynäkologische Scheren mit Hartmetallschneiden
 Tijeras para ginecología con filos de carburo tungsteno
 Ciseaux pour gynécologie avec des lames en tungstène
 Forbici per ginecologia con lame in carburo di tungsteno



ROCK CUT

051



51-390-20
20 cm, 8"



51-390-23
23 cm, 9"




51-390-20
20 cm, 8"



51-390-23
23 cm, 9"

1/2

SIMS
51-390-20
51-390-23



Scissors for rectal surgery. The blunt shape facilitates the preparation of the correct layer, so that the presacral neuroplexus can be better preserved.

Schere für die Rektumchirurgie. Die stumpfe Form erleichtert das Präparieren in der richtigen Schicht, wodurch das präsakrale Nervengeflecht besser geschont werden kann.

Tijera para la cirugía del recto. La forma roma facilita la preparación en la película precisa, por la cual se puede preservar mejor el neuroplexo presacral.

Ciseaux pour la chirurgie rectale. sa forme émoussée facilite la dissection dans la bonne épaisseur et permet ainsi de mieux ménager le plexus pré-sacré.

Forbici per la chirurgia rettale. La forma smussata permette un facile incanalamento durante la dissezione senza ledere e meglio proteggendo il plesso nervoso sacrale.

BLESSING
51-399-30
30 cm, 12"

1/2



Bandage Scissors
 Verbandscheren
 Tijeras para vendajes
 Ciseaux à pansements
 Forbici per bandaggi

Wire Cutting Scissors
 Drahtscheren
 Cizallas corta-alambres
 Pincers coupe-fils
 Forbici taglia cavo



ROCK CUT

051




Perineum (episiotomy) scissors
 Damm-(Episiotomie-) Schere
 Tijera para perineo (para episiotomia.)
 Ciseaux à épisiotomie
 Forbici per episiotomia



51-400-19
 19,5 cm, 7¾"



BRUNS
 51-404-24
 24 cm, 9½"



LISTER
 51-408-18
 18 cm, 7"



UNIVERSAL
 51-416-12
 12 cm, 5"

1 Blade serrated
 1 Latt gezehnt
 1 Hoa dentada
 1 Lame dentelée
 1 Lame dentate

For soft wire up to diam. 1,2 mm
 Für weichen draht bis ø 1,2 mm
 Para blandos hasta un diam. de 1,2 mm
 Pour couper les fils moux jusqu'à ø 1,2 mm
 Per cavi leggeri con ø 1,2 mm superiore a

For hard wire up to diam. 0,8 mm
 Für harten draht bis ø 0,8 mm
 Para duros hasta un diam. de 0,8 mm
 Pour couper les fils durs jusqu'à ø 0,8 mm
 Per caviduri con ø 0,8 mm superiore a